

AYUDA PARA LLENAR BOLETA COAGULACION

PASO 1: NUEVO EXAMEN, DAR CLICK EN BOTON "PCTE", EN ESTE CASO SE REPITE EL PROCESO DE LLENAR NUEVO COMO EL CASO DE "ORDENES", POR LO QUE INICIAREMOS LLAMANDO LA ORDEN HACIENDO CLICK EN BOTON "No."

Test- Coagulacion

COAGULACION

0030000001

PCTE No **MARVIN ALEXANDER CONTRERAS HERNANDEZ** **BUSCAR** **IMPRIMIR**

EDAD 33 **AÑOS** 29/01/2016 **GENERO** MASCULIN **FILTRAR** **SOBRE**

MEDICO DR. CHAPATIN **MUESTRA** SANGRE C **NO FILTRO** **PDF**

ISI 2.00 **GUARDAR ISI** **INR** 0.00 **T de P CTROL. NORMAL** 0.00

ANALISIS	RESULT	UNIDAD	GUARDAR VALOR NORMAL
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	44.00	Minutos	1.1a 5 Minutos
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	4.00	Minutos	5 a 12 Minutos
RETRACTIBILIDAD DEL COAGULO	4.00	%	40 - 70 %
TIEMPO DE PROTROMBINA	0.00	Segundos	T de P Control Normal 12 Seg.
VALOR DE PROTROMBINA	0.00	%	V de P Valor Normal Mayor de 70%
TIEMPO DE TROMBINA	0.00	Segundos	14.0 - 21.0
FIBRINOGENO	0.00	mg/dL	150 - 450 mg/dL
PLAQUETAS	0.00	xmm3	
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.00	SEG	30 - 43 SEG

OBSERVA.

TOTAL \$ 6.00
DESCUENTO 50 %
PAGAR \$ 3.00

ADD TEST

LIC. FLAMENCO MARTINEZ

PASO 2: DIGITE EL NUMERO DE ORDEN Y OPRIMA LA TECLA "ENTER"

Test- Coagulacion

COAGULACION

PCTE No **BUSCAR** **IMPRIMIR**

EDAD **AÑOS** 30/01/2016 **GENERO** F **FILTRAR** **SOBRE**

MEDICO **MUESTRA** PLASMA **NO FILTRO** **PDF**

ISI 2.00 **GUARDAR ISI** **INR** 0.00 **T de P CTROL. NORMAL** 12.00

ANALISIS	RESULT	UNIDAD	GUARDAR VALOR NORMAL
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)			1.1a 5 Minutos
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)			5 a 12 Minutos
RETRACTIBILIDAD DEL COAGULO			40 - 70 %
TIEMPO DE PROTROMBINA			T de P Control Normal 12 Seg.
VALOR DE PROTROMBINA			V de P Valor Normal Mayor de 70%
TIEMPO DE TROMBINA			14.0 - 21.0
FIBRINOGENO	0.00	mg/dL	150 - 450 mg/dL
PLAQUETAS	0.00	xmm3	
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.00	SEG	30 - 43 SEG

OBSERVA.

TOTAL \$ 0.00
DESCUENTO 0 %
PAGAR \$ 0.00

ADD TEST

LIC. FLAMENCO MARTINEZ

APARECE LA PANTALLA CON LOS DATOS DE LA ORDEN DE TRABAJO Y ADEMAS APLICA EL DESCUENTO QUE TENGAN LOS DIFERENTES PERFILES

PASO 3: LLENE LOS DATOS O SELECCIONE LOS RESULTADOS SEGUN LO DEMANDE EL EXAMEN Y HAGA CLICK EN BOTON "GUARDAR".

Test- Coagulacion

COAGULACION

405000004

PCTE No **MARVIN ALEXANDER CONTRERAS HERNANDEZ** **BUSCAR** **IMPRIMIR**

EDAD 33 AÑOS 30/01/2016 **GENERO** MASCULIN **FILTRAR** **SOBRE**

MEDICO DR. CHAPATIN **MUESTRA** SANGRE C **NO FILTRO** **PDF**

ISI 2.00 **GUARDAR ISI** **INR** 1.83 **T de P CTROL. NORMAL** 12.00

ANALISIS	RESULT	UNIDAD	GUARDAR VALOR NORMAL
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	2.70	Minutos	1.1a 5 Minutos
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	9.20	Minutos	5 a 12 Minutos
RETRACTIBILIDAD DEL COAGULO	80.00	%	40 - 70 %
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.00	Segundos	T de P Control Normal 12 Seg.
VALOR DE PROTROMBINA	100.00	%	V de P Valor Normal Mayor de 70%
TIEMPO DE TROMBINA	0.00	Segundos	14.0 - 21.0
FIBRINOGENO	0.00	mg/dL	150 - 450 mg/dL
PLAQUETAS	0.00	xmm3	
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.00	SEG	30 - 43 SEG

OBSERVA.

TOTAL \$ 0
DESCUENTO 50 %
PAGAR \$ 0.00
ADD TEST

LIC. FLAMENCO NÚCLEO/Almacenar

PASO 4: HAGA CLICK EN BOTON "IMPRIMIR"

Test- Coagulacion

COAGULACION

405000004

PCTE No **MARVIN ALEXANDER CONTRERAS HERNANDEZ** **BUSCAR** **IMPRIMIR**

EDAD 33 AÑOS 30/01/2016 **GENERO** MASCULIN **FILTRAR** **SOBRE**

MEDICO DR. CHAPATIN **MUESTRA** SANGRE C **NO FILTRO** **PDF**

ISI 2.00 **GUARDAR ISI** **INR** 1.83 **T de P CTROL. NORMAL** 12.00

ANALISIS	RESULT	UNIDAD	GUARDAR VALOR NORMAL
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	2.70	Minutos	1.1a 5 Minutos
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	9.20	Minutos	5 a 12 Minutos
RETRACTIBILIDAD DEL COAGULO	80.00	%	40 - 70 %
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.00	Segundos	T de P Control Normal 12 Seg.
VALOR DE PROTROMBINA	100.00	%	V de P Valor Normal Mayor de 70%
TIEMPO DE TROMBINA	0.00	Segundos	14.0 - 21.0
FIBRINOGENO	0.00	mg/dL	150 - 450 mg/dL
PLAQUETAS	0.00	xmm3	
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.00	SEG	30 - 43 SEG

OBSERVA.

TOTAL \$ 0
DESCUENTO 50 %
PAGAR \$ 0.00
ADD TEST

LIC. FLAMENCO MARTINEZ

TAMBIEN PUEDE HACER CLICK EN BOTONES "SOBRE" Y "PDF" PARA IMPRIMIR EL SOBRE Y UNA BOLETA PARA QUE LA ENVIE POR CORREO ELECTRONICO EN FORMATO PDF.

PASO 5: HAGA CLICK EN ICONO "IMPRIMIR"

Print Preview

100%

Print Report

Autor: JONACH

LABORATORIO ROBOTCOMLAB
C.S.S.P. No. 000
AUTOPISTA NORTE Y AV. SAN LORENZO, LOCAL 4 A
SAN SALVADOR- TELEFONO: 71593210
LIC. JOSE DAVID NAVAS CREADOR DEL PROGRAMA.- J.V.P.L.C. No. 000

COAGULACION

FECHA 30 DE ENERO DE 2016 BOLETA N° C0105000002
PACIENTE MARVIN ALEXANDER CONTRERAS HERNANDEZ EDAD 33 AÑOS
MÉDICO DR. CHAPATIN MUESTRA SANGRE COMPLETA GÉNERO MASCULINO

EXAMEN	RESULTADO	V. DE REFERENCIA
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	2.70 Minutos	1.1a 5 Minutos
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	9.20 Minutos	5 a 12 Minutos
RETRACTIBILIDAD DEL COAGULO	80.00 %	40 - 70 %
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.00 Segundos	T de P Control Normal 12 Seg.
VALOR DE PROTROMBINA	100.00 %	V de P Valor Normal Mayor de 70%

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

No. C.S.S.P. 000

TAMBIEN PUEDE IMPRIMIR EL SOBRE Y UNA COPIA PDF PARA ENVIAR POR EMAIL.

Print Preview

100%

Print Report

LAB. AUTORIZADO

LABORATORIO ROBOTCOMLAB
C.S.S.P. No. 000
AUTOPISTA NORTE Y AV. SAN LORENZO, LOCAL 4 A
SAN SALVADOR- TELEFONO: 71593210
LIC. JOSE DAVID NAVAS CREADOR DEL PROGRAMA.- J.V.P.L.C. No. 000

PACIENTE: MARVIN ALEXANDER CONTRERAS HERNANDEZ
DR. CHAPATIN

SOMOS SU MEJOR OPCION EN REPARACION DE EQUIPOS
TELEFONO DE AYUDA 7159-3210 CON SR. NAVAS

AGREGAR O MODIFICAR PRUEBAS
PASO 1: HAGA CLICK EN BOTON "ADD TEST" Y DIGITE LA CLAVE.

Test- Coagulation

COAGULACION

0105000002

PCTE No **MARVIN ALEXANDER CONTRERAS HERNANDEZ** **BUSCAR** **IMPRIMIR**

EDAD 33 AÑOS 30/01/2016 **GENERO** MASCULIN **FILTRAR** **SOBRE**

MEDICO DR. CHAPATIN **MUESTRA** SANGRE C **NO FILTRO** **PDF**

ISI 2.00 **GUARDAR ISI** **INR** 1.03 **T de P CTROL. NORMAL** 12.00

PASWORD

SALIR

ANALISIS		GUARDAR VALOR NORMAL	
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)		1.1a	5 Minutos
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)		5 a	12 Minutos
RETRACTIBILIDAD DEL COAGULO		40 -	70 %
TIEMPO DE PROTROMBINA		T de P Control Normal	12 Seg.
VALOR DE PROTROMBINA		V de P Valor Normal	Mayor de 70%
TIEMPO DE TROMBINA		14.0 -	21.0
FIBRINOGENO	0.00 mg/dL	150 -	450 mg/dL
PLAQUETAS	0.00 xmm3	30 -	43 SEG
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.00 SEG		

OBSERVA.

⏮⏪⏩⏭📁🖨❓🚫🗑

TOTAL \$ 21.00
DESCUENTO 50 %
PAGAR \$ 10.50

LIG. FLAMENCO MARTINEZ

ADD TEST

PASO 2: HAGA CLICK EN BOTON "BUSCAR"

Test- Coagulation

COAGULACION

0105000002

PCTE No **MARVIN ALEXANDER CONTRERAS HERNANDEZ** **BUSCAR** **IMPRIMIR**

EDAD **Adicion de Pruebas**

M

ISI

NOMBRE TEST **Buscar**

UND / TIEMPO Minutos

REFERENCIA \$ 0.000

GUARDA NUEVO**GUARDA MODIFICACION****ELIMINAR TEST****SALIR**

Analisis	Tiempo	Precio
▶ TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	Minutos	1.00
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	Minutos	2.00
RETRACTIBILIDAD DEL COAGULO	%	3.00
TIEMPO DE PROTROMBINA	Segundos	10.00
VALOR DE PROTROMBINA	%	5.00

OBSERVA.

⏮⏪⏩⏭📁🖨❓🚫🗑

DESCUENTO 50 %
PAGAR \$ 10.50

LIG. FLAMENCO MARTINEZ

ADD TEST

PASO 3: SELECCIONE CON DOBLE CLICK LA PRUEBA A MODIFICAR O ELIMINAR

Test- Coagulation

COAGULACION

0105000002

PCTE **No** MARVIN ALEXANDER CONTRERAS HERNANDEZ BUSCAR IMPRIMIR

Adicion de Pruebas

NOMBRE TEST

UND / TIEMPO

REFERENCIA

SELECCIONE CON DBLCLICK

TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)
RETRACTIBILIDAD DEL COAGULO
TIEMPO DE PROTROMBINA
VALOR DE PROTROMBINA
TIEMPO DE TROMBINA
FIBRINOGENO
PLAQUETAS

SALIR

Precio
1.00
2.00
3.00
10.00
5.00

GUARDA NUEVOEXIT

← ⏮ ⏭ → GUARD AYUDA SALIR

DESCUENTO 50 %
PAGAR \$ 10.50

ADD TEST

LIC. FLAMENCO MARTINEZ

PASO 4: MODIFIQUE O ELIMINE LA PRUEBA O NO SELECCIONE NINGUNA Y DIGITE UNA NUEVA CUANDO ESTE LISTA HAGA CLICK EN BOTON "GUARDAR NUEVO", "GUARDAR MODIFICACION" O "ELIMINAR TEST" Y FINALMENTE CLICK EN BOTON "SALIR"

Test- Coagulation

COAGULACION

0105000002

PCTE **No** MARVIN ALEXANDER CONTRERAS HERNANDEZ BUSCAR IMPRIMIR

Adicion de Pruebas

NOMBRE TEST

UND / TIEMPO

REFERENCIA

TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)

Minutos

1.1a 5 Minutos

Buscar

\$ 1.00

GUARDA NUEVOGUARDA MODIFICACIONELIMINAR TESTSALIR

Analisis	Tiempo	Precio
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	Minutos	1.00
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	Minutos	2.00
RETRACTIBILIDAD DEL COAGULO	%	3.00
TIEMPO DE PROTROMBINA	Segundos	10.00
VALOR DE PROTROMBINA	%	5.00

← ⏮ ⏭ → GUARD AYUDA SALIR

DESCUENTO 50 %
PAGAR \$ 10.50

ADD TEST

LIC. FLAMENCO MARTINEZ

PASO 5: PUEDE CAMBIAR LOS VALORES DE REFERENCIA DIRECTAMENTE EN PANTALLA Y CUANDO TERMINE HAGA CLICK EN "GUARDA VALOR NORMAL", TAMBIEN COLOQUE EL VALOR "ISI" Y EL "T de CTROL. NORMAL" EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES.

Test- Coagulacion

COAGULACION

PCTE **No** MARVIN ALEXANDER ORANTES HERNANDEZ MACAL

EDAD 22 AÑOS 30/01/2016 GENERO

MEDICO DR. CHAPATIN MUESTRA PLASMA

BUSCAR

FILTRAR

NO FILTRO

IMPRIMIR

SOBRE

PDF

ISI 2.00 GUARDAR ISI

INR 0.00

T de P CTROL. NORMAL 12.00

ANALISIS	RESULT	UNIDAD	GUARDAR VALOR NORMAL
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	0.00	Minutos	1.1a 5 Minutos
TIEMPO DE COAGULACION (M. De Lee White)	0.00	Minutos	5 a 12 Minutos
RETRACTIBILIDAD DEL COAGULO	0.00	%	40 - 70 %
▶ TIEMPO DE PROTROMBINA	0.00	Segundos	T de P Control Normal 12 Seg.
VALOR DE PROTROMBINA	0.00	%	V de P Valor Normal Mayor de 70%
TIEMPO DE TROMBINA	0.00	Segundos	14.0 - 21.0
FIBRINOGENO	0.00	mg/dL	150 - 450 mg/dL
PLAQUETAS	0.00	xmm3	
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.00	SEG	30 - 43 SEG

OBSERVA.

TOTAL \$ 0.00

DESCUENTO 0 %

PAGAR \$ 0.00

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

GUARD

AYUDA

ADD TEST

LIC. FLAMENCO MARTINEZ

NOTA: EL "TIEMPO DE PROTROMBINA" Y EL "INR" SON CALCULADOS AUTOMATICAMENTE EN ESTE PROGRAMA POR LO QUE ES NECESARIO LLENAR LAS CASILLAS "ISI" Y "T de P CTROL. NORMAL"

RobotCom

ROBOTICA MÉDICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.

VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO
 COMPRAMOS EQUIPOS ARRUINADOS, SPECTOFOTOMETROS, MICROCENTRIFUGAS,
 MACROCENTRIFUGAS, EQUIPOS DE HEMATOLOGIA, MICROSCOPIOS, ROTADORES, ETC.
 LOS RECONSTRUIMOS Y LOS VENDEMOS GARANTIZADOS.
 TELEFONO 7159-3210, E-MAIL: robotiacomputarizada@hotmail.com