

NOTA: EN TODAS LAS PANTALLAS EXISTE UN BOTON DE “AYUDA”

INICIANDO EL PROGRAMA "ROBOTCOMLAB"

SELECCIONE EL USUARIO (PODRIAN SER VARIOS), DIGITE LA CLAVE
EN EL ESPACIO MARCADO CON LA FLECHA Y HAGA CLICK EN BOTON "OK"



COMO MODIFICAR LOS LOGOS DE LAS BOLETAS

COPIE UNA IMAGEN CON EL NOMBRE “LOGOROBOT” Y OTRA CON EL NOMBRE “ROBOTLOGO”
QUE ESTEN EN FORMATO “JPEG” A LA CARPETA “SISTEMAB” (C: /ROBOTCOMLAB/SISTEMAB)




LOGOROBOT.JPEG



ROBOTLOGO.JPEG

UD. PUEDE MODIFICAR O CREAR UNA IMAGEN EN “Paint”



TELEFONO DE AYUDA 71593210 CON SR. NAVAS

RobotCom

ROBOTICA MÉDICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.

VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO VENTA DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO

COMPRAMOS EQUIPOS ARRUINADOS, SPECTOFOTOMETROS, MICROCENTRIFUGAS,
MACROCENTRIFUGAS, EQUIPOS DE HEMATOLOGIA, MICROSCOPIOS, ROTADORES, ETC.
LOS RECONSTRUIMOS Y LOS VENDEMOS GARANTIZADOS.

TELEFONO 2512-2175, E-MAIL: roboticacomputarizada@hotmail.com

SOMOS SU MEJOR OPCION EN REPAREACION DE EQUIPOS